

CLAVOS INTRAMEDULARES

CLAVO HUMERO MULTILOC

Material: Titanio

Indicación: Fracturas en dos partes del cuello quirúrgico, fracturas en tres partes, fracturas en cuatro partes, fracturas de la diáfisis humeral, fracturas del húmero proximal con prolongación a la diáfisis y fracturas combinadas del húmero proximal y la diáfisis Humeral.

Diámetro: 7 mm, 8.0 mm y 8.5 mm.

Longitud Clavo Corto: 160 mm – Derecho e Izquierdo

Longitud Clavo Largo: De 180 a 300 mm (en incrementos de 20 mm) – Derecho e Izquierdo

TAPON DE CIERRE HUMERO TITANIO

TORNILLO DE BLOQUEO

Diámetro: 3.5 mm

Longitud: 20mm al 52mm (en incrementos de 2 mm)

TORNILLO BLOQ. M.DIMENSIONAL C/H

Diámetro: 4.5 mm

Longitud: 20mm al 60mm (en incrementos de 2 mm)

