

CLAVOS INTRAMEDULARES

CLAVO FEMUR PROX. ANTEROGRADO

Material: Titanio



Indicada: Fracturas de diáfisis simples; fracturas conminutas; Fracturas en espiral; fracturas oblicuas largas; fracturas segmentarias, fracturas subtrocantéricas; fracturas intertrocantéricas; fracturas ipsilaterales de cuello/diáfisis femoral, fracturas intracapsulares; pseudoartrosis y mal uniones, politraumatismos y fracturas múltiples; enclavado profiláctico de inminentes fracturas patológicas; reconstrucción después de la resección del tumor y el injerto, alargamiento y acortamiento de huesos.

Diámetro: 10mm, 11.5mm y 13mm

Longitud Clavo Corto: 180, 200 y 240 mm

Longitud Clavo Largo: De 320 a 420 mm (en incrementos de 20 mm) – Derecho e Izquierdo



CLAVOS INTRAMEDULARES

CLAVO FEMUR PROX. ANTEROGRADO

TAPON DE CIERRE 1FX TITANIO

TORNILLO COMPRESION

Diámetro: 7 mm

Longitud: 65mm al 115mm (en incrementos de 5 mm)

TORNILLO T/C INTEGRADO


Diámetro: 11 mm

Longitud: 70mm al 120mm (en incrementos de 5 mm)

TORNILLO DE BLOQUEO

Diámetro: 4.8 mm

Longitud: 35mm al 80mm (en incrementos de 5 mm)



1FX
1 - F I X E

on
OSTEONORTE
MATERIALES DE OSTEOSINTESIS