


**LONGITUD
DE PLACA**
(Milímetros)

**NUMERO DE
ORIFICIOS**

49.2	2
57.6	3
65.8	4
74	5
82.2	6
90.4	7
10.5	9
12.3	11

Material	Titanio
Indicación	Fijación de fracturas intraarticulares y extraarticulares, y las osteotomías de la porción distal del radio.
Tornillería	Tornillos bloqueados de 2.4 y tornillos corticales de 2.4.
Lateralidad	Derecha e izquierda
Perfil de placa	2.07 mm