

**LONGITUD
DE PLACA**
(Milímetros)**NUMERO DE
ORIFICIOS**

115.2 4

147.2 6

179.2 8

211.2 10

Material	Acero y Titanio
Indicación	Se uso en el tratamiento de fracturas yuxtaarticulares del húmero distal.
Tornillería	Tornillos bloqueados de 3.5, tornillos esponjosos 4.0 y tornillos corticales de 3.5.
Lateralidad	Derecha e izquierda
Perfil de placa	3.5 mm
Perfil en cabeza	3.3 mm